










Fresas del Adin Implant System

Fresas DLC de 2 etapas (largas - 18 mm)

			∅ Fresa	∅ Punta	
	DL1820	Fresa piloto 2mmD x 8-18mmL	2,0	2,0	Blanco
	DL1825*	Fresa 1,8/2,5mmD x 8-18mmL	1,8	2,5	Rosa
	DL1828	Fresa 2,3/2,8mmD x 8-18mmL	2,8	2,3	Rojo
	DL1832	Fresa 2,8/3,2mmD x 8-18mmL	3,2	2,8	Azul
	DL1836	Fresa 3,2/3,6mmD x 8-18mmL	3,6	3,2	Verde
	DL1842	Fresa 3,8/4,2mmD x 8-18mmL	4,2	3,8	Negro
	DL1846	Fresa 4,2/4,6mmD x 8-18mmL	4,6	4,2	Amarillo
	DL1852	Fresa 4,8/5,2mmD x 8-18mmL	5,2	4,8	Marrón
	DL1856	Fresa 5,2/5,6mmD x 8-18mmL	5,6	5,2	Gris

Fresas DLC de 2 etapas (cortas - 13 mm)

			∅ Fresa	∅ Punta	
	DL1320	Fresa piloto 2mmD x 6-13mmL	2,0	2,0	Blanco
	DL1325*	Fresa 1,8/2,5mmD x 8-13mmL	1,8	2,5	Rosa
	DL1328	Fresa 2,3/2,8mmD x 6-13mmL	2,8	2,3	Rojo
	DL1332	Fresa 2,8/3,2mmD x 6-13mmL	3,2	2,8	Azul
	DL1336	Fresa 3,2/3,6mmD x 6-13mmL	3,6	3,2	Verde
	DL1342	Fresa 3,8/4,2mmD x 6-13mmL	4,2	3,8	Negro
	DL1346	Fresa 4,2/4,6mmD x 6-13mmL	4,6	4,2	Amarillo
	DL1352	Fresa 4,8/5,2mmD x 6-13mmL	5,2	4,8	Marrón
	DL1356	Fresa 5,2/5,6mmD x 6-13mmL	5,6	5,2	Gris

Fresas Tri-Step DLC de 3 etapas

			∅ 1	∅ 2	∅ 3
	TD1511	Fresa Tri-Step DLC corta - 15mm	1,8	2,35	3,2
	TD2218	Fresa Tri-Step DLC larga - 22mm	1,8	2,35	3,2

Nota: debido a la longitud de la punta de las fresas, debe tenerse en cuenta que la preparación real supera en hasta 1 mm la longitud de las marcas.

*La fresa ∅2,5 mm se emplea únicamente en implantes de ∅2,75 (UNP). No forma parte de la secuencia del resto de medidas de implantes Adin.

